

# FANTOM OSOBY DOROSŁEJ LAERDAL RESUSCI ANNE QCPR - CAŁA POSTAĆ



Manekin Resusci Anne QCPR to zaawansowany fantom do nauki RKO. Dzięki zastosowanemu modułowi QCPR trening jest jeszcze bardziej efektywny, ponieważ możemy na bieżąco monitorować jakość prowadzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

---

**Kod produktu:** SZK-PARENT-992

**9 860,00 zł z VAT, 8 016,26 zł netto**

## Opis

### Karta produktu - [Laerdal Resusci Anne QCPR](#)

Zaawansowany fantom osoby dorosłej Laerdal Resusci Anne QCPR posiada bardzo dobrze odwzorowane elementy anatomiczne człowieka. Manekin jest zgodny z aktualnymi wytycznymi co oznacza, że klatka piersiowa posiada wyraźny opór podczas uciskania, a także unosi się podczas wykonywania wdechów. Dodatkowo, aby udrożnić drogi oddechowe należy odchylić głowę.

Do fantoma dołączane są trzy sprężyny, które umożliwiają dostosowanie siły, która wymagana jest do wykonania prawidłowych ucisków klatki piersiowej.

### Fantom osoby dorosłej Laerdal - główne funkcje:

- Wentylacji przy użyciu maski z zaworem oraz workiem
- Kompatybilność z automatami do uciskania klatki piersiowej - Lucas oraz Autopulse
- Realistyczne ruchy klatki piersiowej
- Możliwość wykonania manewru Sellica
- Wentylacja z użyciem PEEP (z dodatnim ciśnieniem)
- Konieczność udrożnienia dróg oddechowych
- Dzięki ShockLink możliwe jest trenowanie z wykorzystaniem prawdziwego defibrylatora
- Wyczuwalne tętno na tętnicy szyjnej

### W skład zestawu wchodzi:

- manekin Resusci Anne QCPR
- 3 części twarzowe (brak w wersji z głową do płytkiej intubacji)

- 2 wymienne drogi oddechowe (brak w wersji z głową do płytkiej intubacji)
- torbę transportowa
- instrukcja obsługi

## **Bezpieczeństwo**

Produkt przeznaczony do celów szkoleniowych. Używać zgodnie z instrukcją producenta.

## **Producent**

Laerdal Medical AS

P.O. Box 377

Tanke Svilands gate 30

4002 Stavanger

Norwegia

post@laerdal.no

+47 51 51 17 00

## **Charakterystyka produktu**

- **Wariant:** Podstawowy (171-01260), Z głową do płytkiej intubacji (172-01260)

## **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## **Producent**

Laerdal Medical AS P.O. Box 377 Tanke Svilands gate 30 4002 Stavanger Norwegia post@laerdal.no +47 51 51 17 00

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.