


FANTOM OSOBY DOROSŁEJ Z TAŚMAMI LED BRAYDEN (CZERWONY)



Brayden to manekin do nauki RKO posiadający wskaźnik LED informujący o prawidłowo wykonywanych uciskach klatki piersiowej.

Kod produktu: IM13-R

GTIN: 8809522430010

Kod produktu: FAN-013

GTIN: 8809522430010

2,350,00 zł z VAT, 1,910,57 zł netto

Opis

Fantom Brayden posiadający wskaźniki świetlne, które pokazują w czasie rzeczywistym efekty resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Fantom jest wyposażony w trzy połączone ze sobą światła LED, które świecą w pełni tylko wtedy, gdy głębokość i szybkość ucisków jest prawidłowa.

Brayden posiada dźwiękowy sygnalizator poprawnej głębokości uciśnień, który można wyłączyć.

Główne zalety fantoma Brayden

- realistyczne ruchy klatki piersiowej
- możliwość odchylenia głowy i podniesienia brody do otwarcia dróg oddechowych
- możliwość zaciśnięcia nosa
- nowy zestaw baterii alkalicznych wystarczy aż do 160.000 ucisków
- Brayden korzysta z technologii state-of-the-art z mniejszą ilością ruchomych części i przewodów, co powoduje, że jego żywotność staje się znacznie dłuższa

W zestawie

- manekin Brayden
- dodatkowa część twarzowa
- dodatkowe płuca
- jednorazowe maseczki do sztucznego oddychania – 10 sztuk
- baterie alkaliczne LR14 – 6 sztuk
- torba transportowa stanowiąca matę treningową
- instrukcja obsługi w języku polskim

Opcjonalnie fantom może być zasilany zasilaczem sieciowym 9V 1A.

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony do celów szkoleniowych. Używać zgodnie z instrukcją producenta.

Producent

Innosonian Inc.

4F, 62, Bangbae-ro, Seocho-gu, Seoul, 06704

Republika Korei

+82 2 533 9410

info@innosonian.com

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Innosonian Europe

1 Chancerygate Way, Farnborough, Hampshire, GU14 8FF

Wielka Brytania

+44 3333 44 55 34

hello@innosonian.eu

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Innosonian Inc. 4F, 62, Bangbae-ro, Seocho-gu, Seoul, 06704 Republika Korei +82 2 533 9410 info@innosonian.com

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.