

FILTR WENTYLACYJNY BRAYDEN BABY / BABY PRO (5 SZT.)



Zestaw filtrów dróg oddechowych do manekinów

Brayden Baby i Baby PRO..

Filtry oddechowy jest niezwykle ważnym elementem podczas ćwiczeń oddechów ratowniczych metodą usta-usta. Filtr znajdujący się zaworze oddechowym manekina zatrzymuje zanieczyszczenia z wdychanego podczas oddechów ratowniczych powietrza. Po każdej sesji wdechów należy wymienić filtr, aby zagwarantować najwyższy poziom higieny i bezpieczeństwa.

Regularna wymiana filtrów zapobiega konieczności częstych wymian droższych części manekina, takich jak płuca fantomów.

5 szt.

Filtr wentylacyjny Brayden Baby (IM17-SA16)

kod: IM17-SA16

Zestaw filtrów dróg oddechowych do manekinów Brayden Baby i Baby PRO..

Filtry oddechowy jest niezwykle ważnym elementem podczas ćwiczeń oddechów ratowniczych metodą usta-usta. Filtr znajdujący się zaworze oddechowym manekina zatrzymuje zanieczyszczenia z wdychanego podczas oddechów ratowniczych powietrza. Po każdej sesji wdechów należy wymienić filtr, aby zagwarantować najwyższy poziom higieny i bezpieczeństwa.

Regularna wymiana filtrów zapobiega konieczności częstych wymian droższych części manekina, takich jak płuca fantomów.

5 szt.

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.