

# GAZA TAKTYCZNA SKOMPRESOWANA, WYPEŁNIAJĄCA



Sterylna gaza taktyczna, 100 % bawełniana w kolorze białym o wysokiej chłonności, pakowana próżniowo dla zmniejszenia wielkości opakowania.

**Kod produktu:** LS17457102

**GTIN:** 6974321447018

---

**Kod produktu:** RT-007

**GTIN:** 6974321447018

**19,00 zł z VAT, 17,59 zł netto**

## Opis

Sterylna gaza taktyczna, 100 % bawełniana w kolorze białym o wysokiej chłonności, pakowana próżniowo dla zmniejszenia wielkości opakowania.

## Zastosowanie

Zaopatrzenie rany poprzez wypełnienie jej gazą i tamowanie krwotoku przez wywieranie ucisku. Produkt charakteryzuje się wysoką chłonnością i przeznaczony jest głównie do pakowania silnie krwawiących ran np. postrzałowych oraz do opatrywania innych ran zamiast tradycyjnej gazy opatrunkowej. Po wyjęciu z próżniowego opakowania, gaza wielokrotnie zwiększa swoją objętość co znacznie ułatwia tzw. pakowanie ran (wound packing)

Gaza skompresowana zajmuje mniej miejsca w apteczkach, niż tradycyjnie pakowana gaza opatrunkowa – opakowanie jest wielkości trochę większej niż pudełko od zapalek.

Opakowanie wodoodporne, podciśnieniowe, łatwe do otwierania.

Idealna do zestawów medycznych i apteczek taktycznych.

Wymiary gazy: 12 cm x 3,75 m.

Wyrób medyczny klasy IIa.

## Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## Producent

Jiujiang Huada Medical Dressing Co., Ltd., Chiny

**Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE**

MedPath GmbH, Niemcy

**Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

**Producent**

Jiujiang Huada Medical Dressing Co., Ltd., Chiny

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.