

GLUKOMETR IXELL® PLUS



iXell® plus to nowoczesny, prosty w obsłudze glukometr przeznaczony do codziennej kontroli poziomu glukozy we krwi. Model ten został zaprojektowany z myślą o wygodnym i szybkim wykonywaniu pomiarów, również przez osoby starsze. Czytelny, podświetlany ekran LCD oraz podświetlana szczelina na pasek testowy ułatwiają wykonanie badania także wieczorem lub w nocy. Urządzenie współpracuje z paskami testowymi iXell® i spełnia wymagania normy EN ISO 15197:2015, potwierdzającej dokładność i powtarzalność pomiarów.

GTIN: 5908222562625

Kod produktu: AM-018

GTIN: 5908222562625

84,00 zł z VAT, 77,78 zł netto

Opis

iXell® plus to nowoczesny, prosty w obsłudze glukometr przeznaczony do codziennej kontroli poziomu glukozy we krwi. Model ten został zaprojektowany z myślą o wygodnym i szybkim wykonywaniu pomiarów, również przez osoby starsze. Czytelny, podświetlany ekran LCD oraz podświetlana szczelina na pasek testowy ułatwiają wykonanie badania także wieczorem lub w nocy. Urządzenie współpracuje z paskami testowymi iXell® i spełnia wymagania normy EN ISO 15197:2015, potwierdzającej dokładność i powtarzalność pomiarów.

Glukometr oferuje 4 tryby pomiaru: ogólny, przed posiłkiem, po posiłku oraz kontrolny, co ułatwia lepszą obserwację zmian glikemii w ciągu dnia. Wbudowana pamięć zapisuje do 450 wyników wraz z datą i godziną, a funkcja wyliczania średnich z 7, 14, 21, 28, 60 i 90 dni pomaga wygodnie śledzić historię pomiarów. Dodatkowo urządzenie posiada 4 alarmy przypominające o konieczności wykonania badania.

Dzięki niewielkiej wymaganej objętości próbki krwi, wynoszącej 0,7 µl, oraz krótkiemu czasowi pomiaru – 7 sekund – korzystanie z glukometru jest szybkie i komfortowe. Model iXell® plus umożliwia także wykonywanie pomiarów z alternatywnych miejsc nakłucia (AST), co zwiększa wygodę codziennego użytkowania. Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA, które są łatwo dostępne i proste do wymiany.

Najważniejsze cechy produktu

- dokładny i precyzyjny pomiar zgodny z normą EN ISO 15197:2015,
- współpraca z paskami testowymi iXell®,

- podświetlany ekran LCD,
- podświetlana szczelina pomiarowa na pasek testowy,
- prosty system obsługi z jednym przyciskiem ustawień,
- pamięć 450 wyników z datą i godziną,
- 4 alarmy przypominające o pomiarze,
- średnie glikemii z 7, 14, 21, 28, 60 i 90 dni,
- 4 tryby pomiaru: GEN, AC, PC, QC,
- możliwość pomiaru z alternatywnych miejsc nakłucia,
- zasilanie: 2 baterie AAA.

Dane techniczne

- metoda pomiaru: biosensoryczna,
- enzym w paskach testowych: oksydaza glukozowa (GOD),
- objętość próbki krwi: 0,7 µl,
- czas pomiaru: 7 sekund,
- zakres pomiaru: 20–600 mg/dL lub 1,1–33,3 mmol/L,
- jednostki pomiaru: fabrycznie mg/dL, z możliwością zmiany na mmol/L,
- pamięć urządzenia: 450 wyników.

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Genexo Sp. z o.o., Polska

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Genexo Sp. z o.o., Polska