

GUMKA DRÓG ODDECHOWYCH BRAYDEN / BRAYDEN PRO (24 SZT.)



Zestaw filtrów dróg oddechowych do manekinów
Brayden Baby i Baby PRO..

Filtry oddechowy jest niezwykle ważnym elementem
podczas ćwiczeń oddechów ratowniczych metodą usta-
usta. Filtr znajdujący się zaworze oddechowym manekina
zatrzymuje zanieczyszczenia z wdychanego podczas
oddechów ratowniczych powietrza. Po każdej sesji
wdechów należy wymienić filtr, aby zagwarantować
najwyższy poziom higieny i bezpieczeństwa.

Regularna wymiana filtrów zapobiega konieczności
częstych wymian droższych części manekina, takich jak
płuca fantomów.

5 szt.

Gumka dróg oddechowych Brayden (M13-SA16)

kod: IM17-SA16

Zestaw filtrów dróg oddechowych do manekinów Brayden Baby i Baby PRO..

Filtry oddechowy jest niezwykle ważnym elementem podczas ćwiczeń oddechów ratowniczych metodą usta-usta. Filtr znajdujący się zaworze oddechowym manekina zatrzymuje zanieczyszczenia z wdychanego podczas oddechów ratowniczych powietrza. Po każdej sesji wdechów należy wymienić filtr, aby zagwarantować najwyższy poziom higieny i bezpieczeństwa.

Regularna wymiana filtrów zapobiega konieczności częstych wymian droższych części manekina, takich jak płuca fantomów.

5 szt.

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.