

# GUMKA DRÓG ODDECHOWYCH BRAYDEN / BRAYDEN PRO (24 SZT.)



Zestaw filtrów dróg oddechowych do manekinów  
Brayden Baby i Baby PRO..

Filtry oddechowy jest niezwykle ważnym elementem  
podczas ćwiczeń oddechów ratowniczych metodą usta-  
usta. Filtr znajdujący się zaworze oddechowym manekina  
zatrzymuje zanieczyszczenia z wdychanego podczas  
oddechów ratowniczych powietrza. Po każdej sesji  
wdechów należy wymienić filtr, aby zagwarantować  
najwyższy poziom higieny i bezpieczeństwa.

Regularna wymiana filtrów zapobiega konieczności  
częstych wymian droższych części manekina, takich jak  
płuca fantomów.

5 szt.

---

Gumka dróg oddechowych Brayden (M13-SA16)

kod: IM17-SA16

Zestaw filtrów dróg oddechowych do manekinów Brayden Baby i Baby PRO..

Filtry oddechowy jest niezwykle ważnym elementem podczas ćwiczeń oddechów ratowniczych metodą usta-usta. Filtr  
znajdujący się zaworze oddechowym manekina zatrzymuje zanieczyszczenia z wdychanego podczas oddechów  
ratowniczych powietrza. Po każdej sesji wdechów należy wymienić filtr, aby zagwarantować najwyższy poziom higieny i  
bezpieczeństwa.

Regularna wymiana filtrów zapobiega konieczności częstych wymian droższych części manekina, takich jak płuca  
fantomów.

5 szt.

## Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.