

IGŁA DO INIEKCJI



Igła medyczna wykonana z gładkiej stali nierdzewnej z nasadką i osłonką z polipropylenu. Cienkościenna konstrukcja oraz trójpłaszczyznowe ostrzenie zapewniają niską siłę wkłucia i płynny przepływ, a silikonowa powłoka ułatwia przesuw. Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu, nietoksyczny, niepirogenny, wolny od lateksu i ftalanów, przeznaczony do iniekcji dożylnych, domięśniowych i podskórnych. Kolor nasadki zgodny z kodem ISO umożliwia szybkie rozpoznanie rozmiaru igły. Dostępne rozmiary: 25G, 23G, 22G, 21G, 20G, 19G.

Kod produktu: SZK-PARENT-521180

0,20 zł z VAT, 0,19 zł netto

Opis

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

ZARYS INTERNATIONAL Sp. z o.o., Polska

Charakterystyka produktu

- **Wariant:** 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 25G

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

ZARYS INTERNATIONAL Sp. z o.o., Polska