

IGŁA DO ODBARCZANIA ODMY ANGIOCATCH



Igła ANGIOCATH służy do przeprowadzania nakłuć w obrębie klatki piersiowej, celem usunięcia odmy prężnej.

Kod produktu: 382268

GTIN: 382903822683

Kod produktu: RT-024

GTIN: 382903822683

23,50 zł z VAT, 21,76 zł netto

Opis

Igła ANGIOCATH służy do przeprowadzania nakłuć w obrębie klatki piersiowej, celem usunięcia odmy prężnej. Jej długość została tak dopasowana, aby wkłucie było skuteczne i bezpieczne, bez ryzyka uszkodzenia płuca i innych narządów wewnętrznych. Produkt zapakowany w trwałe opakowanie, gotowe do użycia w każdych warunkach.

Charakterystyka

- 14 GA 3.25 IN
- wymiary 2.1 x 83 mm
- przepływ 249 ml/min
- rozmiar 14

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Becton Dickinson Infusion Therapy Inc., Stany Zjednoczone

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Becton Dickinson Distribution Center NV, Belgia

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Becton Dickinson Infusion Therapy Inc., Stany Zjednoczone