

IGŁA DO ODBARCZANIA ODMY PNEUMODART NEEDLE 14G



PneumoDart to innowacyjne rozwiązanie, zwiększające szanse powodzenia wykonania igłowej dekompresji klatki piersiowej.

Kod produktu: TM-317

Kod produktu: RT-124

126,00 zł z VAT, 116,67 zł netto

Opis

PneumoDart to rozwiązanie dedykowane do interwencji w przypadku zagrażającej życiu odmy opłucnowej. Igła do dekompresji klatki piersiowej w rozmiarze 14G posiada długość 8,2 cm (3,25") co jest optymalną długością zalecaną przez CoTCCC.

PneumoDart to innowacyjne rozwiązanie, zwiększające szanse powodzenia wykonania igłowej dekompresji klatki piersiowej. Wewnątrz igły znajduje się mechanizm, który obciąża sprężynę w trakcie nakłuwania klatki piersiowej. Kiedy tylko igła pokona wstępny opór i znajdzie się w jamie klatki piersiowej, sprężyna natychmiast wypchnie końcówkę bezpieczeństwa, która zabezpiecza narządy wewnętrzne przed uszkodzeniem. Uruchomienie mechanizmu odbywa się z wyraźnym kliknięciem, co umożliwia wykonującemu procedurę orientację w sytuacji, dodatkowo zielony wskaźnik na górze igły informuje o jej prawidłowym położeniu.

Zawór jednokierunkowy umożliwia usuwanie powietrza z klatki piersiowej i zabezpiecza przed zasysaniem powietrza do jej wnętrza.

Charakterystyka produktu

- rozmiar 14G x 8,2 cm (3,25")
- końcówka bezpieczeństwa firmy Veress zmniejszająca ryzyko przebicia narządów wewnętrznych podczas nakłucia klatki piersiowej
- górna część igły PneumoDart umożliwia monitorowanie powietrza i krwi wydostających się z klatki piersiowej.
- zatyczka typu Luer Lock pozwala na aktywne zasysanie lub usuwanie powietrza lub krwi z klatki piersiowej.
- masa produktu: około 15 gram

<https://www.youtube.com/watch?v=yE3c9P4aoC4>

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

TyTek Medical Inc., Stany Zjednoczone

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Emergo Europe, Holandia

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

TyTek Medical Inc., Stany Zjednoczone

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.