

IGŁA DO ODBARCZANIA ODMY TPAK 14G



Igła do dekompresji klatki piersiowej TPAK o grubości 14 mm x 8,2 cm (3,25'') to kompaktowe i spełniające wymagania rozwiązanie do przeciwdziałania odmie prężnej.

Kod produktu: TM-303

Kod produktu: RT-123

70,00 zł z VAT, 64,81 zł netto

Opis

Igła do dekompresji klatki piersiowej TPAK o grubości 14 mm x 8,2 cm (3,25'') to kompaktowe i spełniające wymagania rozwiązanie do przeciwdziałania odmie prężnej. W przeciwieństwie do standardowej kaniuli do wkłuc dożylnych potrafi wkłuć się w klatkę piersiową wystarczająco głęboko w przypadku wystąpienia torakostomii igłowej. TPAK jest dostarczany w wytrzymałej obudowie z teksturowaną i łatwą do otwarcia sześciokątną zatyczką. Dzięki niej igła jest zabezpieczona oraz gwarantuje sterylność.

Charakterystyka produktu

- igła do dekompresji klatki piersiowej 14G x 8,2 cm (3,25'')
- mocna, niezawodna igła do odmy opłucnowej z napięciem pozwala na bezpieczne umieszczenie cewnika, zapewniając ciągłą ulgę podczas torakostomii igłowej
- wytrzymała rura z teksturowaną, łatwą do otwarcia nasadką sześciokątną
- komora błyskowa bez zatyczki umożliwiającą natychmiastowe potwierdzenie umiejscowienia igły
- wygodny, kompaktowy rozmiar zapewniający maksymalną mobilność
- odporna na wstrząsy, precyzyjnie zwymiarowana obudowa i piasta igły zapewniają, że igła do dekompresji klatki piersiowej i cewnik są bezpieczne podczas użycia
- wyrób medyczny jednorazowego użytku, sterylny
- masa produktu: około 12 gram

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

TyTek Medical Inc., Stany Zjednoczone

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Emergo Europe, Holandia

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

TyTek Medical Inc., Stany Zjednoczone

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.