



IGŁA DOSZPIKOWA BIG (B.I.G)

Igła doszpikowa BIG – automatyczne urządzenie do szybkiego wkłucia doszpikowego.

Kod produktu: SZK-PARENT-8874

450,00 zł z VAT, 416,67 zł netto

Opis

Igła doszpikowa BIG (Bone Injection Gun) jest automatycznym wkłuciem doszpikowym przeznaczonym do zastosowania u pacjentów, u których założenie obwodowego dostępu dożylnego jest bardzo trudne bądź niemożliwe.

Wkłucie nadaje się do zastosowania zarówno w warunkach szpitalnych, jak i w działaniach ratunkowych pozaszpitalnych.

Igła doszpikowa BIG jest również wykorzystywana przez zespoły ratownictwa taktycznego w warunkach pola walki.

Igła dostarczana jest w formie gotowej do natychmiastowego użycia, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności przygotowawczych.

Dostępne warianty:

- dla dorosłych (dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia)
- dla dzieci (poniżej 12 roku życia)

Zalety Igły doszpikowej BIG:

- stały dostęp do naczynia
- odpowiedni do przetaczania krwi
- mało bolesna penetracja igły do kości gąbczastej
- szybka infuzja płynów i leków
- brak bezpośredniego kontaktu z krwią
- szczególnie odpowiedni w sytuacjach zagrożenia życia (wypadki lotnicze i drogowe, trzęsienia ziemi, konflikty zbrojne, resuscytacja)

Rekomendowane miejsca iniekcji:

Dorośli

- Przyśrodkowo od guzowatości kości piszczelowej – 2,5 cm
- Powyżej kostki przyśrodkowej – 2,0 cm
- Dystalna część kości promieniowej – 1,5 cm

- Głowa kości ramieniowej – 2,5 cm

Dzieci w wieku od 0 do 12 lat

- Przyśrodkowo od guzowatości kości piszczelowej – 1,5 cm
- Powyżej kostki przyśrodkowej – 1,0 cm
- Głowa kości ramieniowej – 1,5 cm

Dzieci w wieku od 0 do 6 lat

- Przyśrodkowo od guzowatości kości piszczelowej – 1-1,5 cm
- Powyżej kostki przyśrodkowej – 0,75-1 cm

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

WaisMed, Ltd., Państwo Izrael

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

MedNet EC-REP GmbH, Niemcy

Charakterystyka produktu

- **Wariant:** Dla dzieci, Dla dorosłych

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

WaisMed, Ltd., Państwo Izrael