



IGŁA DOSZPIKOWA EZ-IO T.A.L.O.N.

Igła doszpikowa EZ-IO® T.A.L.O.N.™ to pierwsze i jedyne ręczne urządzenie do dostępu doszpikowego (IO), które umożliwia wykonanie wkłucia w aż siedmiu miejscach.

Kod produktu: 9081-VC-006

Kod produktu: RT-156

1 490,00 zł z VAT, 1 379,63 zł netto

Opis

Igła doszpikowa EZ-IO® T.A.L.O.N.™ to pierwsze i jedyne ręczne urządzenie do dostępu doszpikowego (IO), które umożliwia wykonanie wkłucia w aż siedmiu miejscach: mostku, obu bliższych końcach kości ramiennej, obu bliższych końcach kości piszczelowej oraz obu dalszych końcach kości piszczelowej. Dzięki dostępowi doszpikowemu ratownicy na polu walki mogą szybko i skutecznie podać ratujące życie płyny oraz leki niezbędne do resuscytacji poszkodowanego.

Cechy urządzenia

- Siedem miejsc wkłucia: mostek, obustronnie bliższe końce kości ramiennej, obustronnie bliższe oraz dalsze końce kości piszczelowej.
- Dostęp doszpikowy umożliwia szybkie podanie płynów i leków niezbędnych do resuscytacji poszkodowanego.
- Nie wymaga dodatkowego sprzętu.
- Zaprojektowany z myślą o ratownikach na każdym poziomie wyszkolenia.
- Spełnia zalecenia Komitetu Taktycznej Opieki nad Poszkodowanymi w Warunkach Bojowych (CoTCCC) dotyczące urządzeń IO.

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Teleflex Medical, Irlandia

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Teleflex Medical, Irlandia

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.