



IGŁA DOSZPIKOWA EZ-IO

Wkłucie doszpikowe EZ-IO to praktyczne rozwiązanie umożliwiające uzyskać dostęp doszpikowy u pacjentów z utrudnionym lub niemożliwym dostępem dożylnym.

Cena dotyczy jednej igły w wybranym rozmiarze.

Kod produktu: SZK-PARENT-6260

615,00 zł z VAT, 569,44 zł netto

Opis

Igła doszpikowa do zestawu EZ-IO, który daje dostęp doszpikowy u pacjentów z utrudnionym lub niemożliwym dostępem dożylnym.

Rozmiary igieł

Istotnym dla użytkowania jest wybór odpowiedniej długości igły. Zestaw trzech długości zapewnia optymalny dobór igły w każdej sytuacji:

- Mała: 15 mm – dla pacjentów o wadze od 3 – 39 kg,
- Średnia: 25 mm – dla pacjentów o wadze ponad 3 kg,
- Duża: 45 mm – dla pacjentów o wadze ponad 40 kg lub nadmierną grubością tkanki.

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Teleflex Medical, Irlandia

Charakterystyka produktu

- **Wariant:** 15 mm, 25 mm, 45 mm

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Teleflex Medical, Irlandia