

JEDNORAZOWY DETEKTOR CO2 EASY CAP II



Uniwersalny czujnik dwutlenku węgla potwierdzający poprawność wykonywanej wentylacji pacjenta. Detektor informuje o zawartości dwutlenku węgla zawartego w wydychanym powietrzu przez zmianę koloru. Produkt można zainstalować między rurkę lub maskę krtaniową, a obwód oddechowy, dzięki standardowemu rozmiarowi złącza.

Kod produktu: EASYCAP II

GTIN: 10884521084032

Kod produktu: TLE-035

GTIN: 10884521084032

37,00 zł z VAT, 34,26 zł netto

Opis

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Covidien LLC, Stany Zjednoczone

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Medtronic B.V., Holandia

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Covidien LLC, Stany Zjednoczone