

# KABURA TAKTYCZNA DO NOŻYCZEK XSHEAR HEAVY DUTY - MICRO HOLSTER



XShear Micro Holster to ultralekka i kompaktowa kabura przeznaczona do nożyczek ratowniczych XShear Trauma Shear 7,5". Została zaprojektowana z myślą o maksymalnej funkcjonalności i trwałości, przy jednoczesnym zachowaniu minimalistycznej formy. Najnowsza wersja oferuje udoskonalone dopasowanie oraz jeszcze wygodniejsze mocowanie nożyczek w różnych pozycjach. Kabura umożliwia szybki dostęp do narzędzia i bezpieczne przenoszenie go w każdych warunkach. Dzięki uniwersalnemu systemowi mocowania można ją przymocować do pasa, plecaka, torby medycznej lub kamizelki taktycznej.

**Zdjęcie z nożyczkami ma charakter poglądowy i przedstawia sposób wykorzystania kabury. Nożyczki nie są częścią zestawu.**

**Kod produktu:** 24H7-BK

**GTIN:** 850056222013

---

**Kod produktu:** RT-135

**GTIN:** 850056222013

**169,00 zł z VAT, 137,40 zł netto**

## Opis

XShear Micro Holster to ultralekka i kompaktowa kabura przeznaczona do nożyczek ratowniczych XShear Trauma Shear 7,5". Została zaprojektowana z myślą o maksymalnej funkcjonalności i trwałości, przy jednoczesnym zachowaniu minimalistycznej formy. Najnowsza wersja oferuje udoskonalone dopasowanie oraz jeszcze wygodniejsze mocowanie nożyczek w różnych pozycjach. Kabura umożliwia szybki dostęp do narzędzia i bezpieczne przenoszenie go w każdych warunkach. Dzięki uniwersalnemu systemowi mocowania można ją przymocować do pasa, plecaka, torby medycznej lub kamizelki taktycznej.

## Najważniejsze cechy

- zmodernizowany projekt – ulepszona funkcjonalność i dopasowanie do nożyczek XShear 7,5"
- ultralekka konstrukcja – waga zaledwie 1 uncji (ok. 28 g)
- uniwersalne mocowanie – możliwość przypięcia do pasa (do 1,5"), systemów MOLLE, torby lub kamizelki
- ambiwalentny dostęp – nożyczki można wkładać i wyjmować w dowolnej orientacji
- trwałe wykonanie – zaprojektowana i wyprodukowana w USA z materiałów wysokiej jakości
- pełna kompatybilność – dedykowana wyłącznie do nożyczek XShear 7,5"
- niekompatybilna z modelami Mini (6") oraz nożyczkami innych producentów

## **Bezpieczeństwo**

Kabura przeznaczona do bezpiecznego przenoszenia nożyczek ratowniczych. Używać zgodnie z przeznaczeniem. Regularnie kontrolować stan mocowań i elementów montażowych.

## **Producent**

52nd Street Trading LLC  
P.O. Box 145, Cassopolis, MI 49031  
Stany Zjednoczone  
+1 313 744 4228  
info@xshear.com

## **Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE**

MED-WAR Tomasz Warzybok  
ul. 11 listopada 5  
62-100 Wągrowiec  
Polska  
+48 516 546 004  
sklep@szkolimy.net

## **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## **Producent**

52nd Street Trading LLC P.O. Box 145, Cassopolis, MI 49031 Stany Zjednoczone +1 313 744 4228 info@xshear.com