

KAMIZELKA KENDRICKA (KED)



Kamizelka KED (KUK) jest przeznaczona do stabilizacji podczas wyciągania i unieruchamiania pacjentów z wypadków samochodowych. Sprawdza się tam, gdzie nie ma możliwości użycia innych przyrządów do stabilizacji takich jak deska ortopedyczna czy nosze podbierakowe.

Kod produktu: AZ-ED

GTIN: 6973105230457

Kod produktu: TIU-029

GTIN: 6973105230457

490,00 zł z VAT, 453,70 zł netto

Opis

Kamizelka KED (KUK) jest przeznaczona do stabilizacji podczas wyciągania i unieruchamiania pacjentów z wypadków samochodowych. Sprawdza się tam, gdzie nie ma możliwości użycia innych przyrządów do stabilizacji takich jak deska ortopedyczna czy nosze podbierakowe. Urządzenie posiada dwa paski na głowę, trzy paski na tułów i dwa paski na nogi, które są używane do odpowiedniego zapięcia kamizelki KED.

Cechy produktu

- kamizelka przylega do ciała, ale jednocześnie zapewnia swobodny dostęp do klatki piersiowej
- przepuszczalna dla promieni X
- regulowane paski mocujące umożliwiają zastosowanie zarówno u dzieci i u kobiet w ciąży

Charakterystyka produktu

- wyrób medyczny klasy I, niesterylny
- produkt wielorazowego użytku
- kolor: zielony
- wersja: dla osoby dorosłej

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Anping Guardian Medical Equipment Co., Ltd., Chiny

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Mednet GmbH, Niemcy

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Anping Guardian Medical Equipment Co., Ltd., Chiny

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.