

# KANIULA DOŻYLNA STERYLNA



Jednorazowa kaniula dożylna z igłą ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut. Cewnik wykonany z teflonu (FEP) posiada paski kontrastujące w RTG, ułatwiające kontrolę położenia. Ergonomiczny uchwyt umożliwia wkłucie jedną ręką, a hydrofobowy filtr ogranicza wypływ krwi. Produkt wolny od lateksu i ftalanów, niepirogenny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Przeznaczony do szybkiego podawania płynnych preparatów leczniczych bezpośrednio do naczyń.

Dostępne rozmiary: 24G, 22G, 20G, 18G, 17G, 16G.

---

**Kod produktu:** SZK-PARENT-521207

**1,00 zł z VAT, 0,93 zł netto**

## Opis

### Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### Producent

ZARYS INTERNATIONAL Sp. z o.o., Polska

### Charakterystyka produktu

- **Wariant:** 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G

### Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### Producent

ZARYS INTERNATIONAL Sp. z o.o., Polska