

KAPSUŁA ZEWNĘTRZNA ROTAID 24/7 Z MODUŁEM GSM



Szafka Rotaid Solid Plus Heat z modułem ROTAID 24/7 to innowacyjna kapsuła do przechowywania defibrylatorów AED na zewnątrz budynku. Szafka posiada głośny alarm dźwiękowy, świetlny oraz alarm GSM który uruchamia się przy otwarciu.

W celu osiągnięcia pełni możliwości szafki należy dokupić do niej dedykowany abonament, który dostępny jest na 1, 3, 5 lub 8 lat.

Kod produktu: 10.0400.010

Kod produktu: DEF-186

3 100,00 zł z VAT, 2 520,33 zł netto

Opis

Szafka Rotaid Solid Plus Heat z modułem ROTAID 24/7 to innowacyjna kapsuła do przechowywania defibrylatorów AED na zewnątrz budynku. Szafka posiada głośny alarm dźwiękowy, świetlny oraz alarm GSM który uruchamia się przy otwarciu.

ROTAID SOLID PLUS Heat z modułem ROTAID 24/7 to najbardziej zaawansowany wariant systemu ROTAID, wyposażony we wszystkie funkcje monitorowania oraz alarmy GSM, które umożliwiają montaż zestawu w warunkach zewnętrznych. System wymaga stałego podłączenia do zasilania 230V. Jego wyjątkowo silne podświetlenie diodowe zapewnia doskonałą widoczność i nowoczesny wygląd.

ROTAID 24/7 to rozwiązanie uznawane przez ekspertów za jedno z najskuteczniejszych dostępnych na rynku, umożliwiający efektywne zarządzanie defibrylatorami AED. System jest szczególnie polecany, gdy urządzenie ma być zainstalowane na zewnątrz lub gdy organizacja planuje montaż większej liczby defibrylatorów AED.

Charakterystyka

- przeznaczenie: przechowywanie AED na zewnątrz budynku
- dedykowany do wszystkich modeli defibrylatorów na rynku
- gabaryty kapsuły: 48 x 48 x 18 cm, waga ok. 3,2 kg
- certyfikat wytrzymałości na poziomie IP56, IK10Plus
- gwarancja na produkt: 24 miesiące

Producent

Rotaid – Trisult B.V.

Keizersveld 40
5803 AN Venray
Holandia
+31 478 769 052
info@rotaid.com

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Rotaid - Trisult B.V. Keizersveld 40 5803 AN Venray Holandia +31 478 769 052 info@rotaid.com

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.