

KLAMRA DO TAMOWANIA KRWAWIENIA iTCLAMP



Klamra iTClamp® to innowacyjne rozwiązanie na opanowanie krytycznych sytuacji związanych z krwotokami zagrażającymi życiu.

Kod produktu: RT-100

485,00 zł z VAT, 449,07 zł netto

Opis

Klamra iTClamp® to innowacyjne rozwiązanie na opanowanie krytycznych sytuacji związanych z krwotokami zagrażającymi życiu. Uznawane za przełom w dziedzinie kontroli krwotoków, zaprojektowane do tymczasowego zabezpieczenia krwotoków w krytycznych obszarach, w tym także tych zlokalizowanych w miejscach trudnych do zaopatrywania jak pachy, pachwiny, szyja czy skóra głowy.

Klamra działa w oparciu o mechanizm ze sprężyną, który powoduje zacisk bezpośrednio w miejscu krwawienia. Poprzez tymczasowe zamknięcie rany, iTClamp® nie tylko ogranicza dalszą utratę krwi, ale także powoduje powstawanie skrzepu krwi pod powierzchnią rany.

Fizyczny nacisk wywierany przez iTClamp® i tworzący się pod nim krwiosk, który płynnie wyrównuje się z ciśnieniem krwi pacjenta, doprowadzając do równowagi skutecznie zapobiegającej dodatkowej utracie krwi, zapewniając ustabilizowany skrzep, który nie wymaga dalszej interwencji, dopóki rana nie zostanie poddana opracowaniu chirurgicznemu.

W przypadku zewnętrznego krwotoku głowy i szyi iTClamp® może być wybierany jako podstawowa forma tamowania krwotoku.

Badania naukowe, potwierdzone licznymi przypadkami w terenie, potwierdzają, że iTClamp® jest lepszym wyborem niż standardowe opatrywanie ran. Pod względem przeżywalności pacjentów, czasu przeżycia i całkowitej utraty krwi, iTClamp® konsekwentnie osiąga lepsze wyniki, co czyni go najlepszym rozwiązaniem dla personelu ratownictwa medycznego.

Charakterystyka produktu

- szybka aplikacja, w ciągu kilku sekund
- minimalny ból u pacjenta podczas użycia
- kontrola krwotoku w miejscach trudno dostępnych
- duża przewaga wobec tradycyjnych metod zabezpieczenia krwotoku
- iTClamp® jest rekomendowany przez CoTCCC
- wyrób medyczny jednorazowego użytku, sterylny

- wymiary: 7,1 x 7,2 x 4,1 cm
- waga produktu: 37 gram

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Innovative Trauma Care, Inc., Stany Zjednoczone

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Emergo Europe B.V., Holandia

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Innovative Trauma Care, Inc., Stany Zjednoczone

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.