

KLUCZ PEDIATRYCZNY DO DEFIBRYLATORA AED PHILIPS HEARTSTART FRX



Klucz pediatryczny to wyposażenie defibrylatora Philips FRx, które odpowiada za automatyczną redukcję energii wyładowania defibrylacyjnego dla osoby małoletniej oraz dostosowuje zestaw poleceń głosowych do postępowania pediatrycznego.

Kod produktu: 989803139311

GTIN: 884838038004

Kod produktu: DEF-025

GTIN: 884838038004

390,00 zł z VAT, 361,11 zł netto

Opis

Klucz pediatryczny do defibrylatora to wyposażenie produktu marki Philips FRx, które odpowiada za automatyczną redukcję energii wyładowania defibrylacyjnego dla osoby małoletniej oraz dostosowuje zestaw poleceń głosowych do postępowania pediatrycznego. Po jego zastosowaniu, urządzenie przechodzi w tryb pomocy względem dziecka. Dzięki temu rozwiązaniu, elektrody SMART II przeznaczone dla osób dorosłych można wykorzystać w bezpieczny sposób względem najmłodszych dzieci poniżej 8 roku życia (lub poniżej 25 kg masy ciała). **Tryb pediatryczny** to świetne rozwiązanie technologiczne, które dostępne jest w zaledwie kilku modelach AED na rynku. Znacząco wpływa na komfort pracy ratowników oraz istotnie zmniejsza koszty eksploatacji defibrylatora, ze względu na brak potrzeby kupowania osobnych elektrod pediatrycznych. Klucz pediatryczny jest trwały i wielokrotnego użytku, jest nieodzownym elementem wyposażenia defibrylatora Philips FRx.

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Philips Medical Systems, Stany Zjednoczone

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Philips Medical Systems Nederland B.V., Holandia

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Philips Medical Systems, Stany Zjednoczone

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.