

# KOC RATUNKOWY 2- WARSTWOWY BLIZZARD EMS TRAUMA



Dwuwarstwowy koc ratunkowy zaprojektowany z myślą o nagłych wypadkach, w których szczególnej ochrony wymaga górna część ciała. Idealny do plecaka, samochodu lub na letnie wyprawy. Blizzard 2 Layer EMS Trauma Blanket oferuje skuteczną ochronę termiczną.

**Kod produktu:** BPS2-01(FP)

**GTIN:** 5060297210259

---

**Kod produktu:** RT-159

**GTIN:** 5060297210259

**139,00 zł z VAT, 128,70 zł netto**

## Opis

Dwuwarstwowy koc ratunkowy zaprojektowany z myślą o nagłych wypadkach, w których szczególnej ochrony wymaga górna część ciała. Idealny do plecaka, samochodu lub na letnie wyprawy. Blizzard 2 Layer EMS Trauma Blanket oferuje skuteczną ochronę termiczną.

Zapewnia pełną ochronę termiczną i przed warunkami atmosferycznymi dzięki materiałowi Reflexcell™, redukując szok i chroniąc przed ryzykiem hipotermii w każdych warunkach.

Koc ratunkowy Blizzard znacznie przewyższa standardowe koce termiczne. Dzięki elastycznym taśmom dobrze przylega do ciała, tworząc izolujący kokon – idealny w sytuacjach ekstremalnych i survivalowych. Materiał jest całkowicie wodoszczelny i wiatroszczelny, a jednocześnie lekki i kompaktowy – pakowany próżniowo.

## Specyfikacja:

- Rozmiar (spakowany próżniowo): 26 cm x 19 cm x 2 cm
- Rozmiar (rozpakowany): 230 cm x 156 cm (w pełni rozciągnięty).
- Waga: 250 gramów.

Ze względu na charakter materiałów, mogą występować niewielkie różnice w rozmiarze i wadze zarówno spakowanego, jak i rozpakowanego produktu.

## Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

**Producent**

Blizzard Protection Systems Ltd., Wielka Brytania

**Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE**

Safeguard Technologies Ltd., Irlandia

**Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

**Producent**

Blizzard Protection Systems Ltd., Wielka Brytania

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.