

KOC RATUNKOWY 3- WARSTWOWY BLIZZARD TRAUMA, POMARAŃCZOWY



Koc Blizzard Survival Blanket to niezwykle lekki i kompaktowy produkt, zapewniający doskonałą ochronę termiczną i przed warunkami atmosferycznymi, idealny do stosowania w sytuacjach ratunkowych. Dzięki wzmocnionym krawędziom i samoprzylepnemu zapięciu, koc skutecznie utrzymuje ciepło, jednocześnie chroniąc przed wilgocią i wiatrem.

Kod produktu: BPS-10

GTIN: 5060297210013

Kod produktu: RT-174

GTIN: 5060297210013

229,00 zł z VAT, 212,04 zł netto

Opis

Koc Blizzard Survival Blanket to niezwykle lekki i kompaktowy produkt, zapewniający doskonałą ochronę termiczną i przed warunkami atmosferycznymi, idealny do stosowania w sytuacjach ratunkowych. Dzięki wzmocnionym krawędziom i samoprzylepnemu zapięciu, koc skutecznie utrzymuje ciepło, jednocześnie chroniąc przed wilgocią i wiatrem.

Zapewnia pełną ochronę termiczną i przed warunkami atmosferycznymi dzięki materiałowi Reflexcell™, redukując szok i chroniąc przed ryzykiem hipotermii w każdych warunkach.

Ze względu na charakter materiałów, mogą występować niewielkie różnice w rozmiarze i wadze zarówno spakowanego, jak i rozpakowanego produktu.

Specyfikacja:

- Stopień izolacji termicznej: 7,5 TOG
- Ochrona przed warunkami atmosferycznymi: w pełni wodoodporny i wiatroszczelny.
- Koce mogą być przechowywane przez nieokreślony czas, nie są podatne na zmiany temperatury ani wilgoć, zarówno w czasie przechowywania, jak i użytkowania.
- Mały rozmiar po spakowaniu oznacza, że koc Blizzard Survival Blanket zajmuje bardzo mało miejsca w apteczce ratunkowej lub pojeździe.
- Koce można wielokrotnie używać bez utraty wydajności.

- Łatwy w użyciu samoprzylepny zamek błyskawiczny na całej długości.
- Rozmiar (spakowany próżniowo): 23 cm x 11 cm x 5 cm.
- Rozmiar (rozpakowany): 230 cm x 200 cm (w pełni rozciągnięty).
- Waga: 430 gramów.

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Blizzard Protection Systems Ltd., Wielka Brytania

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Safeguard Technologies Ltd., Irlandia

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Blizzard Protection Systems Ltd., Wielka Brytania

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.