

# KOC RATUNKOWY 3- WARSTWOWY BLIZZARD TRAUMA, POMARAŃCZOWY



Koc Blizzard Survival Blanket to niezwykle lekki i kompaktowy produkt, zapewniający doskonałą ochronę termiczną i przed warunkami atmosferycznymi, idealny do stosowania w sytuacjach ratunkowych. Dzięki wzmocnionym krawędziom i samoprzylepnemu zapięciu, koc skutecznie utrzymuje ciepło, jednocześnie chroniąc przed wilgocią i wiatrem.

**Kod produktu:** BPS-10

**GTIN:** 5060297210013

---

**Kod produktu:** RT-174

**GTIN:** 5060297210013

**229,00 zł z VAT, 212,04 zł netto**

## Opis

Koc Blizzard Survival Blanket to niezwykle lekki i kompaktowy produkt, zapewniający doskonałą ochronę termiczną i przed warunkami atmosferycznymi, idealny do stosowania w sytuacjach ratunkowych. Dzięki wzmocnionym krawędziom i samoprzylepnemu zapięciu, koc skutecznie utrzymuje ciepło, jednocześnie chroniąc przed wilgocią i wiatrem.

Zapewnia pełną ochronę termiczną i przed warunkami atmosferycznymi dzięki materiałowi Reflexcell™, redukując szok i chroniąc przed ryzykiem hipotermii w każdych warunkach.

Ze względu na charakter materiałów, mogą występować niewielkie różnice w rozmiarze i wadze zarówno spakowanego, jak i rozpakowanego produktu.

## Specyfikacja:

- Stopień izolacji termicznej: 7,5 TOG
- Ochrona przed warunkami atmosferycznymi: w pełni wodoodporny i wiatroszczelny.
- Koce mogą być przechowywane przez nieokreślony czas, nie są podatne na zmiany temperatury ani wilgoć, zarówno w czasie przechowywania, jak i użytkowania.
- Mały rozmiar po spakowaniu oznacza, że koc Blizzard Survival Blanket zajmuje bardzo mało miejsca w apteczce ratunkowej lub pojeździe.
- Koce można wielokrotnie używać bez utraty wydajności.

- Łatwy w użyciu samoprzylepny zamek błyskawiczny na całej długości.
- Rozmiar (spakowany próżniowo): 23 cm x 11 cm x 5 cm.
- Rozmiar (rozpakowany): 230 cm x 200 cm (w pełni rozciągnięty).
- Waga: 430 gramów.

### **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### **Producent**

Blizzard Protection Systems Ltd., Wielka Brytania

### **Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE**

Safeguard Technologies Ltd., Irlandia

### **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### **Producent**

Blizzard Protection Systems Ltd., Wielka Brytania

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.