

KOC RATUNKOWY BLACK FRONT PRO - KOLOR COYOTE BROWN



Koc ratunkowy **Black Front PRO** to odpowiedź na rosnącą świadomość ratowników w zakresie skutecznego zabezpieczenia termicznego pacjenta. Stanowi podstawowy, a jednocześnie niezwykle funkcjonalny element wyposażenia ratowniczego, pozwalający na szybkie i efektywne działanie w sytuacjach kryzysowych.

Kod produktu: CHRESB-XL

GTIN: 6977194574522

Kod produktu: DRO-106

GTIN: 6977194574522

16,00 zł z VAT, 14,81 zł netto

Opis

Koc ratunkowy **Black Front PRO** to odpowiedź na rosnącą świadomość ratowników w zakresie skutecznego zabezpieczenia termicznego pacjenta. Stanowi podstawowy, a jednocześnie niezwykle funkcjonalny element wyposażenia ratowniczego, pozwalający na szybkie i efektywne działanie w sytuacjach kryzysowych.

Grubszy i większy niż standardowe folie

Najważniejszym atutem koca są jego **wymiary (230 × 180 cm)** oraz grubość aż **28 mikronów**. Dzięki temu jest wyraźnie większy i znacznie mocniejszy od klasycznych folii termicznych, umożliwiając szczelne i prawidłowe okrycie poszkodowanego – nawet wtedy, gdy robi się to samodzielnie.

Wytrzymała konstrukcja

Black Front PRO wyróżnia się zwiększoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne. W przeciwieństwie do standardowych folii, koc PRO posiada specjalną warstwę, która chroni go przed rozrywaniem w całości nawet po uszkodzeniu fragmentu, co zapewnia niezawodne działanie w trudnych warunkach terenowych.

Maskowanie w podczerwieni

Koc skutecznie odbija promieniowanie podczerwone, co umożliwia jego wykorzystanie także w warunkach działań taktycznych. Może to mieć kluczowe znaczenie podczas akcji ratowniczych prowadzonych w strefach konfliktów zbrojnych czy w środowisku wymagającym zachowania dyskrecji.

Lepsze zabezpieczenie termiczne

Standardowe folie termiczne nie zawsze zapewniają wystarczającą ochronę. Koc ratunkowy **Black Front PRO** to wyższy poziom termoizolacji – nie tylko szczelnie chroni pacjenta przed utratą ciepła, ale też nie generuje głośnych szeleatów i nie odbija intensywnie światła, co poprawia komfort działań ratowników.

Porównanie koca Black Front PRO ze standardowym kocem NRC

Parametr	Koc ratunkowy Black Front PRO	Standardowy koc NRC
Wymiary rozłożonego koca	230 × 180 cm	210 × 160 cm
Wymiary spakowanego koca	13,5 × 9,5 cm	12 × 7 cm
Powierzchnia koca	4,14 m ²	3,36 m ²
Grubość	28 mikronów	12 mikronów
Odporność na rozrywanie	Tak	Nie
Odgłos przy użyciu	Cichy, nie szeleści	Głośny, mocno szeleści
Refleks świetlny	Nie wytwarza mocnych refleksów świetlnych	Wytwarza mocne refleksy świetlne
Funkcja maskowania w podczerwieni	Tak	Nie

Cechy produktu

- wyrób medyczny klasy I, niesterylny
- produkt jednorazowego użytku, nie zawiera lateksu
- waga produktu: około 125g
- termin przydatności: 5 lat od daty produkcji

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Wuxi Golden Hour Medical Technology Co., Ltd., Chiny

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Sungo Europe B. V., Holandia

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Wuxi Golden Hour Medical Technology Co., Ltd., Chiny

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.