

# KOC RATUNKOWY BLACK FRONT PRO - KOLOR POMARAŃCZOWY



Koc ratunkowy **Black Front PRO** to odpowiedź na rosnącą świadomość ratowników w zakresie skutecznego zabezpieczenia termicznego pacjenta. Stanowi podstawowy, a jednocześnie niezwykle funkcjonalny element wyposażenia ratowniczego, pozwalający na szybkie i efektywne działanie w sytuacjach kryzysowych.

**Kod produktu:** SKY-162G

---

**Kod produktu:** DRO-120

**14,00 zł z VAT, 12,96 zł netto**

## Opis

Koc ratunkowy **Black Front PRO** to odpowiedź na rosnącą świadomość ratowników w zakresie skutecznego zabezpieczenia termicznego pacjenta. Stanowi podstawowy, a jednocześnie niezwykle funkcjonalny element wyposażenia ratowniczego, pozwalający na szybkie i efektywne działanie w sytuacjach kryzysowych.

### Grubszy i większy niż standardowe folie

Najważniejszym atutem koca są jego **wymiary (230 × 180 cm)** oraz grubość aż **28 mikronów**. Dzięki temu jest wyraźnie większy i znacznie mocniejszy od klasycznych folii termicznych, umożliwiając szczelne i prawidłowe okrycie poszkodowanego – nawet wtedy, gdy robi się to samodzielnie.

### Wytrzymała konstrukcja

Black Front PRO wyróżnia się zwiększoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne. W przeciwieństwie do standardowych folii, koc PRO posiada specjalną warstwę, która chroni go przed rozrywaniem w całości nawet po uszkodzeniu fragmentu, co zapewnia niezawodne działanie w trudnych warunkach terenowych.

### Lepsze zabezpieczenie termiczne

Standardowe folie termiczne nie zawsze zapewniają wystarczającą ochronę. Koc ratunkowy **Black Front PRO** to wyższy poziom termoizolacji – nie tylko szczelnie chroni pacjenta przed utratą ciepła, ale też nie generuje głośnych szelestów i nie odbija intensywnie światła, co poprawia komfort działań ratowników.

### Porównanie koca Black Front PRO ze standardowym kocem NRC

Parametr	Koc ratunkowy Black Front PRO	Standardowy koc NRC
----------	-------------------------------	---------------------

Wymiary rozłożonego koca	230 × 180 cm	210 × 160 cm
Wymiary spakowanego koca	12 × 8 cm	12 × 7 cm
Powierzchnia koca	4,14 m <sup>2</sup>	3,36 m <sup>2</sup>
Grubość	28 mikronów	12 mikronów
Odporność na rozrywanie	Tak	Nie
Odgłos przy użyciu	Cichy, nie szeleści	Głośny, mocno szeleści
Refleks świetlny	Nie wytwarza mocnych refleksów świetlnych	Wytwarza mocne refleksy świetlne
Funkcja maskowania w podczerwieni	Tak	Nie

### Cechy produktu

- wyrób medyczny klasy I, niesterylny
- produkt jednorazowego użytku, nie zawiera lateksu
- waga produktu: około 125g
- termin przydatności: 5 lat od daty produkcji

### Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### Producent

Wenzhou Shengkai Technology Industrial Co., Ltd.

### Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Sungu Europe B.V., Holandia

### Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### Producent

Wenzhou Shengkai Technology Industrial Co., Ltd.