

KOC RATUNKOWY, FOLIA NRC



Folia NRC (inaczej koc ratunkowy, koc przeciwwstrząsowy, folia termiczna, folia izotermiczna) to nieodzowny element każdej apteczki. Produkt opóźnia wychładzanie się organizmu, ponieważ zmniejsza utratę ciepła organizmu w wyniku parowania wody oraz wiatru.

Kod produktu: SKY-161G

GTIN: 6973075230037

Kod produktu: DRO-005

GTIN: 6973075230037

4,00 zł z VAT, 3,70 zł netto

Opis

Folia NRC (inaczej koc ratunkowy, koc przeciwwstrząsowy, folia termiczna, folia izotermiczna) to nieodzowny element każdej apteczki. Produkt opóźnia wychładzanie się organizmu, ponieważ zmniejsza utratę ciepła organizmu w wyniku parowania wody oraz wiatru. Służy do zabezpieczenia osoby poszkodowanej przed przegrzaniem i wychłodzeniem zmniejszając ryzyko wystąpienia wstrząsu.

Cechy produktu

- model ThermCARE,
- wykonany z metalicznej folii PET posiadającej dwie strony – złotą i srebrną
- okrycie stroną srebrną (do pacjenta) zapobiega utracie ciepła i wyziębieniu
- okrycie stroną złotą (do pacjenta) zapobiega przed przegrzaniem – kolor srebrny odbija promienie słoneczne
- hipoalergiczny

Parametry produktu

- materiał wykonania: metaliczna folia PET
- rozmiar: 210 x 160 cm
- rozmiar po złożeniu: 6,5 x 9 cm
- produkt niejadalny
- okres przydatności: 5 lat od dnia produkcji

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Wenzhou Shengkai Technology Industrial Co., Ltd.

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Sungo Europe B.V., Holandia

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Wenzhou Shengkai Technology Industrial Co., Ltd.

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.