

KOC TERMICZNY IGLOO PRO POMARAŃCZOWY - BABY



Koc Igloo łączy nowoczesne materiały i technologie, aby szybko i skutecznie regulować temperaturę w sytuacjach awaryjnych, odgrywając kluczową rolę w pierwszych interwencjach i procedurach medycznych i ratowniczych.

Kod produktu: IG015

GTIN: 5032483000982

Kod produktu: DRO-101

GTIN: 5032483000982

125,00 zł z VAT, 115,74 zł netto

Opis

Koc termiczny Igloo Survival pomaga w ratowaniu życia w trakcie pierwszych etapów opieki medycznej.

Koc Igloo łączy nowoczesne materiały i technologie, aby szybko i skutecznie regulować temperaturę w sytuacjach awaryjnych, odgrywając kluczową rolę w pierwszych interwencjach i procedurach medycznych i ratowniczych.

Zaprojektowany do wsparcia w nagłych wypadkach, koc Igloo łączy innowacyjną technologię z praktycznymi cechami, by szybko stabilizować temperaturę i utrzymywać optymalną retencję ciepłą. To idealny wybór dla wojska i służb ratunkowych, w tym dla wyspecjalizowanych zespołów przeszkolonych do ratowania życia w trudnym terenie.

Ultralekki, ultraskuteczny:

Koc Igloo doskonale sprawdza się w utrzymywaniu ciepła i jego rozprowadzaniu, nawet w ekstremalnych warunkach. Ta wyjątkowa zdolność izolacyjna jest możliwa dzięki technologii Igloo i zastosowaniu ultra-lekkiego materiału posiadającego niezwykłą zdolność do zatrzymywania ciepła.

Minimalizowanie utraty ciepła:

Koc posiada innowacyjną sieć komór, które zatrzymują ciepłe powietrze wewnątrz, jednocześnie pozwalając mu swobodnie krążyć.

Odbijanie ciepła:

Odbijająca warstwa metaliczna kieruje ciepło w kierunku osoby poszkodowanej, wzmacniając izolację i utrzymując ciepłotę ciała.

Specyfikacja:

- Koc hipotermiczny IGLOO PRO 3-WARSTWY
- Rozmiar pediatryczny (dla niemowląt)
- 0.64m x 0.28m
- 3-warstwowy
- stopień izolacji termicznej: 7 TOG
- Kolor: pomarańczowy

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Igloo Survival, Walia

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Reliance Medical, Irlandia

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Igloo Survival, Walia

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.