

KOC TERMOIZOLACYJNY 3 WARSTWOWY CVN ARCTIC HALTI



Koc termoizolacyjny **CVN Arctic Halti** został stworzony dla ochrony poszkodowanego przed utratą ciepła oraz nadmiernym przegrzaniem.

Kod produktu: H5000-5021L

GTIN: 6429810144065

Kod produktu: RT-090

GTIN: 6429810144065

145,00 zł z VAT, 134,26 zł netto

Opis

Przeznaczenie

Koc termoizolacyjny CVN Arctic Halti został stworzony dla ochrony poszkodowanego przed utratą ciepła oraz nadmiernym przegrzaniem. Specjalna 3-warstwowa struktura zapewnia wysoką izolację termiczną co sprawia, że wyrób jest bardzo skuteczny w zapobieganiu hipotermii, nawet w najcięższych warunkach pogodowych.

Właściwości

- produkt medyczny dedykowany do przeciwdziałania skutkom hipotermii
- wytrzymały i odporny na rozdarcia
- skuteczna ochrona przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi (niska temperatura, wiatr, wilgotność itp.)
- taśmy z klejem na brzegach koca zapewniają jeszcze lepsze i trwalsze zabezpieczenie poszkodowanego przed wychłodzeniem
- hermetyczne opakowanie minimalizuje objętość produktu i ułatwia przenoszenie np. w plecaku

Specyfikacja

- koc 3-warstwowy
- rozmiar rozłożonego koca: 235 cm x 195 cm
- przybliżone wymiary opakowania: ok. 22 cm x 10 cm x 5 cm
- waga: około 250 g
- NSN: 6532-01-524-6932

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Dragon Medical Co., Ltd., Chiny

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Sungo Europe B.V., Holandia

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Dragon Medical Co., Ltd., Chiny

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.