

# KOŁNIERZ ORTOPEDYCZNY BLACK FRONT DLA DZIECI



Kołnierz ortopedyczny dla dzieci Black Front to jednoczęściowy kołnierz unieruchamiający odcinek szyjny kręgosłupa, zaprojektowany z myślą o działaniach przedszpitalnych, ratownictwie medycznym oraz służbach mundurowych. Łączy prostą, intuicyjną obsługę z solidną konstrukcją i możliwością szybkiego dopasowania do pacjenta w warunkach przedszpitalnych.

**Kod produktu:** AZ-CC-AD02

**GTIN:** 6973105235223

---

**Kod produktu:** TIU-100

**GTIN:** 6973105235223

**31,00 zł z VAT, 28,70 zł netto**

## Opis

Kołnierz ortopedyczny dla dzieci Black Front to jednoczęściowy kołnierz unieruchamiający odcinek szyjny kręgosłupa, zaprojektowany z myślą o działaniach przedszpitalnych, ratownictwie medycznym oraz służbach mundurowych. Łączy prostą, intuicyjną obsługę z solidną konstrukcją i możliwością szybkiego dopasowania do pacjenta w warunkach przedszpitalnych.

## Charakterystyka produktu

- możliwość regulacji wysokości kołnierza w 3 zakresach, co pozwala na dopasowanie do różnych typów budowy ciała pacjentów pediatrycznych
- wyraźne oznaczenia rozmiarów i prowadnice regulacji pomagające w szybkim ustawieniu odpowiedniej wysokości i zachowaniu symetrii kołnierza
- duży otwór w części przedniej zapewniający łatwy dostęp do okolicy szyi (kontrola tętna, ocena skóry, możliwość wykonania procedur medycznych)
- sztywna, stabilna konstrukcja gwarantująca skuteczne unieruchomienie odcinka szyjnego przy jednoczesnym zachowaniu komfortu pacjenta
- zaokrąglone krawędzie oraz wewnętrzna powierzchnia wykonana z materiału o gładkiej fakturze, ograniczająca ryzyko otarć i podrażnień skóry
- system zatrzasków zabezpieczający przed przypadkową zmianą ustawionego rozmiaru podczas transportu i przenoszenia pacjenta
- konstrukcja umożliwiająca wykonanie badań obrazowych – kołnierz jest prześwietlany przez promienie X

- możliwość płaskiego przechowywania kołnierza w torbie, plecaku lub szafce ratowniczej, co ułatwia logistykę i organizację wyposażenia
- powierzchnia łatwa w dezynfekcji i pielęgnacji, odporna na standardowe środki czyszczące stosowane w służbie zdrowia

### **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### **Producent**

Anping Guardian Medical Co., Ltd., Chiny

### **Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE**

MedNet GmbH, Niemcy

### **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### **Producent**

Anping Guardian Medical Co., Ltd., Chiny

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.