

KOŁNIERZ ORTOPEDYCZNY LAERDAL STIFNECK PEDI-SELECT DLA DZIECI



Kołnierz ortopedyczny Stifneck Pedi-Select firmy Laerdal to jeden z najpopularniejszych kołnierzy jednocześnieowych na polskim rynku. Główną zaletą tego produktu jest prostota użytkowania, bardzo dobra jakość oraz atrakcyjna cena.

Kod produktu: 98002033

GTIN: 7045432105599

Kod produktu: TIU-019

GTIN: 7045432105599

41,50 zł z VAT, 38,43 zł netto

Opis

Kołnierz ortopedyczny Stifneck Pedi-Select firmy Laerdal to jeden z najpopularniejszych kołnierzy jednocześnieowych na polskim rynku. Główną zaletą tego produktu jest prostota użytkowania, bardzo dobra jakość oraz atrakcyjna cena.

Charakterystyka produktu

- 3 opcje wyboru wymiaru w przypadku kołnierza dla dorosłych i 3 opcje wyboru w przypadku kołnierza pediatrycznego sprawiają, że jego założenie u każdej osoby nie stanowi problemu
- duży otwór w części przedniej kołnierza zapewnia dogodny dostęp do szyi pacjenta dla sprawdzenia tętna lub wykonania innych czynności medycznych
- specjalne zatrzaski zapewniają pewnie utrzymanie wybranego rozmiaru
- prowadnice regulacji rozmiaru zapewniają symetryczność kołnierza
- prześwietlany przez promienie X

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Laerdal Medical AS, Norwegia

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Laerdal Medical AS, Norwegia

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.