

KOŁNIERZ ORTOPEDYCZNY LAERDAL STIFNECK SELECT DLA DOROSŁYCH



Kołnierz ortopedyczny Stifneck Select firmy Laerdal to jeden z najpopularniejszych kołnierzy jednoczęściowych na polskim rynku. Główną zaletą tego produktu jest prostota użytkowania, bardzo dobra jakość oraz atrakcyjna cena.

Kod produktu: 98001033

GTIN: 7045432105575

Kod produktu: TIU-020

GTIN: 7045432105575

44,50 zł z VAT, 41,20 zł netto

Opis

Kołnierz ortopedyczny Stifneck Select firmy Laerdal to jeden z najpopularniejszych kołnierzy jednoczęściowych na polskim rynku. Główną zaletą tego produktu jest prostota użytkowania, bardzo dobra jakość oraz atrakcyjna cena.

Charakterystyka produktu

- 4 opcje wyboru wymiaru w przypadku kołnierza dla dorosłych i 3 opcje wyboru w przypadku kołnierza pediatrycznego sprawiają, że jego założenie u każdej osoby nie stanowi problemu
- duży otwór w części przedniej kołnierza zapewnia dogodny dostęp do szyi pacjenta dla sprawdzenia tętna lub wykonania innych czynności medycznych
- specjalne zatrzaski zapewniają pewnie utrzymanie wybranego rozmiaru
- prowadnice regulacji rozmiaru zapewniają symetryczność kołnierza
- prześwietlany przez promienie X

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Laerdal Medical AS, Norwegia

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Laerdal Medical AS, Norwegia

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.