

KOMPAKTOWY SSAK RĘCZNY TVAC



TVAC to przenośny podręczny ssak, jednorazowego użytku. Wyrób o prostej konstrukcji z wytrzymałą silikonową gruszką, który działa niezawodnie nawet w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych bez utraty siły ssania.

Kod produktu: TM-909

Kod produktu: RT-127

148,00 zł z VAT, 137,04 zł netto

Opis

TVAC to przenośny podręczny ssak, jednorazowego użytku. Wyrób o prostej konstrukcji z wytrzymałą silikonową gruszką, który działa niezawodnie nawet w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych bez utraty siły ssania. TVAC znajduje się w kompaktowym opakowaniu. Po odpakowaniu, w celu użycia wystarczy wyciągnąć wbudowaną rurkę i rozpocząć ssanie. Ssak TVAC nie posiada dużych ani kruchych części, które mogłyby ulec uszkodzeniu.

Po użyciu producent zaleca umieszczenie ssaka TVAC z powrotem w opakowaniu, zamknięcie i odsłonięcie etykiety informującej o zagrożeniu biologicznym na opakowaniu. To całkowicie eliminuje możliwość zakażenia krzyżowego. TVAC zapewnia 100% siły ssania przez cały czas użytkowania

Cechy produktu

- mocna, silikonowa gruszka wytwarza podciśnienie rzędu 110 mmHg
- objętość worka zbiorczego >1000 ml
- wyprofilowana końcówka rurki ssącej zapobiega uszkodzeniom tkanek podczas użycia ssaka
- prosta, niezawodna i kompaktowa konstrukcja
- łatwa utylizacja eliminuje ryzyko zakażenia krzyżowego
- wyrób medyczny jednorazowego użytku

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

TyTek Medical, Inc., Stany Zjednoczone

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Emergo Europe, Holandia

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

TyTek Medical, Inc., Stany Zjednoczone

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.