

KOMPAKTOWY WOREK SAMOROZPRĘŻALNY MICRO BVM POCKET



Kompaktowy worek samorozprężalny o unikatowej budowie dedykowany do wentylacji poszkodowanych o masie minimum 40 kilogramów.

Kod produktu: PBVM-C

GTIN: 7290016824001

Kod produktu: TLE-089

GTIN: 7290016824001

255,00 zł z VAT, 236,11 zł netto

Opis

Kompaktowy worek samorozprężalny o unikatowej budowie dedykowany do wentylacji poszkodowanych o masie minimum 40 kilogramów. Jego porowata powierzchnia zapewnia lepszą kontrolę w trakcie prowadzenia oddechu zastępczego. Resuscytator nadaje się do stosowania z powszechnie dostępnymi na rynku maskami i zaworami PEEP.

Kompaktowa budowa

Cechą charakterystyczną worka BVM jest jego kompaktowa budowa i możliwość złożenia celem ograniczenia objętości. Wyrób umieszczono w trwałym opakowaniu z tworzywa sztucznego, dzięki czemu zajmuje on ponad połowę miejsca mniej w stosunku do standardowych worków samorozprężalnych. Taka funkcjonalność sprawia, że jest to idealny produkt do zestawów ratowniczych, które są wykorzystywane w terenie, gdzie użytkownik ma ograniczone miejsce na wyposażenie. Znajdzie zastosowanie przede wszystkim w profesjonalnych służbach takich jak wojsko, policja, straż pożarna, grupy poszukiwawcze, GOPR/TOPR itp.

Charakterystyka produktu

- Objętość resuscytatora: 1600 ml
- Objętość rezerwuaru: 2600 ml
- Martwa przestrzeń: <6ml
- Oporność przepływu (wydech): 3,4 cmH2O
- Oporność przepływu (wdech): -4,5 cmH2O
- Stężenie tlenu 55% (2 L/min) do 100% (8 L/min)
- Zalecana temperatura pracy: od -18°C do +50°C
- Zalecana temperatura przechowywania (potwierdzona testami): od -40°C do +60°C (zgodnie z normą EN ISO 10651-4:2002)

- Wymiary opakowania:: 6,3 cm (wysokość) / 13,4 cm (średnica)
- Przybliżone wymiary rozłożonego resuscytatora: 21,7 cm (wysokość) / 12,1 cm (średnica)
- Masa całkowita: 0,45 kg
- Wyrób medyczny jednorazowego użytku

Wyposażenie produktu

- silikonowy worek samorozprężalny dla osoby dorosłej (powyżej 40 kg masy ciała)
- maska silikonowa dla osoby dorosłej
- zawór pacjenta
- rezerwuar tlenu
- dren tlenowy
- etui z tworzywa sztucznego

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Micro BVM System Ltd., Państwo Izrael

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Obelis s.a, Belgia

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Micro BVM System Ltd., Państwo Izrael

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.