

KOMPRES Z GAZY, NIEJAŁOWY

7,5 X 7,5 CM | 100 SZTUK



Kompresy gazowy w wersji niejałowej. Opakowanie składa się ze 100 sztuk pojedynczych kompresów. Idealne do opatrywania wszelkiego rodzaju drobnych ran i otarć. Produkt posiada bardzo dużą zdolność wchłaniania wszelkich płynów. Mocna struktura kompresów sprawia, że są one bardzo wytrzymałe na rwanie.

Rozmiar pojedynczego kompresu – 7,5 x 7,5 cm.

Kod produktu: GS1775081

GTIN: 5907996866090

Kod produktu: MAT-015

GTIN: 5907996866090

8,00 zł z VAT, 7,41 zł netto

Opis

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

ZARYS INTERNATIONAL Sp. z o.o., Polska

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

ZARYS INTERNATIONAL Sp. z o.o., Polska

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.