

KRZESŁO EWAKUACYJNE SCHODOWE YDC-5M



Krzesło ewakuacyjne schodowe YDC-5M wykonane z wysokowytrzymałego stopu aluminium, przeznaczone do transportu pacjentów po schodach i w wąskich korytarzach. Składana konstrukcja, 4 koła (przednie obrotowe z hamulcem), dwa regulowane pasy, składany podnóżek oraz uchwyty i teleskopowe drążki transportowe zapewniają bezpieczną i wygodną ewakuację przy udziale dwóch osób.

Kod produktu: YDC-5M

Kod produktu: TIU-112

1,490,00 zł z VAT, 1,379,63 zł netto

Opis

Krzesło ewakuacyjne YDC-5M to lekkie, składane krzesło schodowe przeznaczone do transportu pacjentów oraz osób z ograniczoną mobilnością po klatkach schodowych i w wąskich ciągach komunikacyjnych. Znajduje szerokie zastosowanie w szpitalach, ZRM, PSP/OSP oraz w budynkach użyteczności publicznej jako element wyposażenia ewakuacyjnego.

Konstrukcja wykonana jest z wysokowytrzymałego stopu aluminium, co łączy niską masę własną z dużą nośnością. Składana rama umożliwia wygodne przechowywanie krzesła w pomieszczeniach ochrony, na klatkach schodowych lub w ambulansie. Cztery koła (w tym przednie obrotowe z hamulcem) ułatwiają manewrowanie na płaskich powierzchniach, a rozkładane uchwyty i teleskopowe drążki pozwalają na pewne przenoszenie po schodach przez dwie osoby.

Pacjent stabilizowany jest za pomocą dwóch regulowanych pasów, a składany podnóżek poprawia komfort i bezpieczeństwo podczas transportu. Prosta, otwarta konstrukcja sprzyja czyszczeniu i dezynfekcji – co jest istotne w codziennym użytkowaniu w ratownictwie i placówkach medycznych.

Cechy i zalety

- konstrukcja z wysokowytrzymałego stopu aluminium – lekka, a jednocześnie wytrzymała
- składana rama – łatwe przechowywanie i transport
- składany podnóżek poprawiający komfort pacjenta
- dwa regulowane pasy bezpieczeństwa do stabilizacji pacjenta
- 4 koła, w tym przednie obrotowe z hamulcem – wygodne manewrowanie w korytarzach i windach

- cztery tylne, składane uchwyty transportowe
- dwa przednie, teleskopowe drążki ułatwiające chwyt i przenoszenie po schodach
- szybkie przygotowanie do użycia w sytuacjach nagłych

Zastosowanie

- transport pacjentów po schodach w budynkach wielokondygnacyjnych
- ewakuacja osób z ograniczoną mobilnością w sytuacjach zagrożenia (pożar, awaria windy)
- wyposażenie szpitali, ZRM, PSP/OSP, zakładów pracy i obiektów użyteczności publicznej

Parametry techniczne

- materiał: wysokowytrzymały stop aluminium
- konstrukcja: składana
- wymiary po rozłożeniu: ok. 60 × 51 × 92 cm (dł. × szer. × wys.)
- wymiary po złożeniu: ok. 92 × 51 × 22 cm (dł. × szer. × wys.)
- masa własna: ok. 10 kg
- maksymalne obciążenie: do 159 kg

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Jiangsu Rixin Medical Equipment Co., Ltd., Chiny

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Sungu Europe B.V, Holandia

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Jiangsu Rixin Medical Equipment Co., Ltd., Chiny