

KRZESŁO EWAKUACYJNE SCHODOWE



Krzesło ewakuacyjne YDC-5L01 to lekkie, składane krzeselko do transportu osób po schodach i w wąskich korytarzach. Wykonane z wytrzymałego stopu aluminium, wyposażone w kółka, pasy bezpieczeństwa oraz składane uchwyty i teleskopowe drążki nośne, umożliwia bezpieczną ewakuację przy udziale dwóch osób z obsługi.

Kod produktu: YDC-5L01

GTIN: 6974442055123

Kod produktu: TIU-105

GTIN: 6974442055123

1,390,00 zł z VAT, 1,287,04 zł netto

Opis

Krzesło ewakuacyjne to klasyczne krzesło schodowe przeznaczone do transportu i ewakuacji osób z budynków wielokondygnacyjnych – szczególnie tam, gdzie użycie noszy jest utrudnione (wąskie klatki schodowe, korytarze, windy). Konstrukcja zaprojektowana jest do obsługi przez dwie osoby, co zapewnia stabilny i kontrolowany transport po schodach.

Wysokowytrzymały stop aluminium gwarantuje niską masę własną przy zachowaniu dużego dopuszczalnego obciążenia, a składana konstrukcja ułatwia przechowywanie krzesła w punktach ewakuacyjnych, na klatkach schodowych czy w pojazdach ratowniczych.

Cechy i zalety

- wykonane z wysokowytrzymałego stopu aluminium – lekkie, a jednocześnie stabilne i wytrzymałe
- składana konstrukcja – szybkie rozkładanie i kompaktowe przechowywanie
- 4 kółka ułatwiające przemieszczanie krzesła po równych powierzchniach (korytarze, podjazdy)
- tylne, składane uchwyty transportowe do przenoszenia po schodach
- przednie, teleskopowe drążki ułatwiające chwyt i podnoszenie krzesła przez ratowników
- pasy bezpieczeństwa stabilizujące osobę ewakuowaną podczas transportu
- gładkie powierzchnie i prosta konstrukcja, sprzyjające czyszczeniu i dezynfekcji

Krzesło ewakuacyjne sprawdzi się w budynkach użyteczności publicznej (urzędy, szkoły, biurowce, hotele, placówki medyczne), zakładach pracy oraz wszędzie tam, gdzie wymagane są rozwiązania do ewakuacji osób o ograniczonej

mobilności.

Zastosowanie

- ewakuacja osób z niepełnosprawnością ruchową lub o ograniczonej zdolności chodzenia
- transport pacjentów po schodach w budynkach wielokondygnacyjnych
- wyposażenie punktów ewakuacyjnych, ochrony, służb BHP i zespołów ratowniczych

Parametry techniczne

- materiał: wysokowytrzymałe aluminium
- konstrukcja: składana
- wymiary po rozłożeniu: ok. 105 × 52 × 91 cm
- wymiary po złożeniu: ok. 91 × 52 × 16 cm
- masa własna krzesła: ok. 10 kg
- maksymalne obciążenie: ok. 159 kg

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Jiangsu Rixin Medical Equipment Co., Ltd., Chiny

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Sungu Europe B.V, Holandia

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Jiangsu Rixin Medical Equipment Co., Ltd., Chiny

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.