



# LARYNGOSKOP WIELORAZOWY Z METALOWYMI ŁYŻKAMI MACINTOSH (3 ROZMIARY)

Wielorazowy laryngoskop z trzema rozmiarami metalowych łyżek typu Macintosh i metalową rękojeścią.

---

**Kod produktu:** DRO-012

**495,00 zł z VAT, 458,33 zł netto**

## Opis

Wielorazowy laryngoskop z trzema rozmiarami metalowych łyżek typu Macintosh i metalową rękojeścią. Łyżki i rękojeść są wykonane z wytrzymałej stali nierdzewnej, nie zawierają lateksu. Co istotne, metalowy zatrzask kulkowy zapobiega dotykaniu łyżki do uchwytu po użyciu instrumentu. Produkt powszechnego użytku w oddziałach ratunkowych, szpitalach, ośrodkach zdrowia oraz jednostkach ratowniczych. Produkt można sterylizować w temperaturze do 134 stopni przez 5 minut przez około 2500 cykli.

## Skład zestawu

- wielorazowa łyżka typu Macintosh – 3 sztuki
- wielorazowa rękojeść
- etui transportowe

## Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## Producent

Long Life Surgical Industries, Pakistan

## Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

MDSS GmbH, Niemcy

## Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## Producent

Long Life Surgical Industries, Pakistan