

LEWE RAMIĘ DZIECKA BRAYDEN BABY PRO

Część zamienna fantoma Baby w postaci lewego ramienia.

Lewa ręka manekina Baby posiada kabelki w celu podłączenia jej do jednostki korpusu, lewe ramię ma funkcjonalność w postaci pulsu, symulującego sytuację bradykardii u niemowlęcia.

Pasuje do fantomów Baby i Baby PRO

Lewe ramię dziecka Brayden Baby i Baby PRO

kod: IM17P-SA08

Część zamienna fantoma Baby w postaci lewego ramienia.

Lewa ręka manekina Baby posiada kabelki w celu podłączenia jej do jednostki korpusu, lewe ramię ma funkcjonalność w postaci pulsu, symulującego sytuację bradykardii u niemowlęcia.

Pasuje do fantomów Baby i Baby PRO

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.