

LIFEVAC LV08 - URZĄDZENIE DO UDRAŻNIANIA DRÓG ODDECHOWYCH, W WALIZCE



LifeVac to opatentowane urządzenie opracowane w celu udrażniania dróg oddechowych osoby, która się krztusi lub dławi. Jest wykorzystywane jako uzupełnienie standardowej procedury pierwszej pomocy w sytuacji, gdy ta nie przynosi pożądanego skutku.

Kod produktu: LV08

GTIN: 5065007352021

Kod produktu: TLE-078

GTIN: 5065007352021

587,00 zł z VAT, 543,52 zł netto

Opis

LifeVac to opatentowane urządzenie opracowane w celu udrażniania dróg oddechowych osoby, która się krztusi lub dławi. Jest wykorzystywane jako uzupełnienie standardowej procedury pierwszej pomocy w sytuacji, gdy ta nie przynosi pożądanego skutku. LifeVac nie wymaga szczególnej wiedzy ani przeszkolenia, może być stosowany przez każdego. Sam mechanizm działania opiera się na zassaniu ciała obcego z dróg oddechowych poszkodowanego. Jest to rozwiązanie nieinwazyjne, bezpieczne, a co najważniejsze skuteczne. Urządzenie nie posiada żadnego elementu, który musimy wprowadzić do jamy ustnej i dróg oddechowych. Nie powoduje uszkodzeń dziąseł, zębów, podniebienia lub języka. LifeVac jest wyrobem jedнокrotnego użycia i jest dostarczany w stanie niesterylnym. Opiswana wersja produktu jest zapakowana w poręczną plastikową walizkę mieszczącą produkt i niezbędne akcesoria, ułatwiającą transport oraz umożliwiającą montaż ścienny. **Skład zestawu:**

- walizka z uchwytem montażowym do ściany,
- urządzenie ssące LifeVac,
- maska duża,
- 2x maska średnia (1 sztuka do testów)
- maska mała,
- maska pediatryczna,
- instrukcję obsługi
- plakat formatu A3 z algorytmem postępowania wg producenta.

Działanie urządzenia opiera się na trzech prostych krokach – przyłóż – przyciśnij – pociągnij.

1. Przyłóż maskę do twarzy obejmując szczelnie usta i nos
2. Przyciśnij rączkę urządzenia w kierunku twarzy
3. Pociągnij za rączkę do siebie

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

LifeVac Europe Ltd., Wielka Brytania

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

CMC Medical Devices & Drugs SL, Hiszpania

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

LifeVac Europe Ltd., Wielka Brytania

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.