

MANEKIN EWAKUACYJNY FIRE 1 KEWA-ECO CZERWONY



Manekin został opracowany z myślą o szkoleniach dla straży pożarnej, wojska, policji, ekip ratowniczych, zakładów pracy oraz personelu medycznego. Służy do nauki ewakuacji, transportu oraz wydobywania poszkodowanych z trudnodostępnych lub zadymionych pomieszczeń, pojazdów, zawalonych budynków czy stref pożarów.

Wersja czerwona, dostępne rozmiary: 90 cm, 140 cm, 170 cm.

Kod produktu: SZK-PARENT-518844

760,00 zł z VAT, 617,89 zł netto

Opis

Manekin został opracowany z myślą o szkoleniach dla straży pożarnej, wojska, policji, ekip ratowniczych, zakładów pracy oraz personelu medycznego. Służy do nauki ewakuacji, transportu oraz wydobywania poszkodowanych z trudno dostępnych lub zadymionych pomieszczeń, pojazdów, zawalonych budynków czy stref pożarów.

Zastosowanie

Model może być wykorzystywany podczas ćwiczeń ratowniczych w pomieszczeniach wypełnionych dymem lub gazem, a także w jaskiniach, kopalniach czy tunelach. Idealnie sprawdza się w sytuacjach, które są zbyt niebezpieczne lub niekomfortowe dla udziału żywych ochotników.

Właściwości

- Wykonany z wyjątkowo wytrzymałego materiału PVCF 1680 o gramaturze 563 g/m²
- Wytrzymałość materiału: 580 N
- Dodatkowe wzmocnienia na łokciach, kolanach i w pasie
- Dostępne rozmiary: 90 cm, 140 cm, 170 cm

Manekin wysyłany jest w wersji niewypełnionej.

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony do celów szkoleniowych. Używać zgodnie z instrukcją producenta.

Producent

P.P.H. KEWA ECO Karol Eichstädt

ul. Sienkiewicza 5

85-037 Bydgoszcz

Polska

+48 52 345 51 92

kewaeco@kewaeco.pl

Charakterystyka produktu

- **Wariant:** 140cm, 170cm, 90cm

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

P.P.H. KEWA ECO Karol Eichstädt ul. Sienkiewicza 5 85-037 Bydgoszcz Polska +48 52 345 51 92 kewaeco@kewaeco.pl

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.