

MANKIET DO WLEWÓW CIŚNIENIOWYCH



Mankiet przeznaczony do kontrolowanego, ciśnieniowego podawania płynów infuzyjnych.

Kod produktu: SZK-PARENT-41114

149,00 zł z VAT, 137,96 zł netto

Opis

Mankiet przeznaczony do kontrolowanego, ciśnieniowego podawania płynów infuzyjnych. Wyposażony w gruszkę do pompowania powietrza, zawór spustowy oraz mechaniczny manometr z kolorowym oznaczeniem strefy roboczej (zielona strefa).

Działanie mankieta opiera się na poduszce powietrznej, która – po napełnieniu za pomocą gruszki – wywiera nacisk na opakowanie z płynem, umożliwiając jego podanie pod odpowiednim ciśnieniem.

- Zakres ciśnienia: 0-300 mmHg
- Pojemność obsługiwanych opakowań: 500 ml / 1000 ml (w zależności od wariantu)
- Przezroczysta kieszeń umożliwiająca obserwację poziomu płynu
- Wyposażony w uchwyt umożliwiający zawieszenie

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

-

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

-

Charakterystyka produktu

- **Wariant:** 500ml, 1000ml

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

-

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.