

MASECZKA OCHRONNA FFP2



Atestowana maseczka ochronna o klasie ochronnej FFP2 NR i skuteczności filtracji powyżej 98,5%,.

Kod produktu: DOC-NFC

GTIN: 6973455390023

Kod produktu: DRO-038

GTIN: 6973455390023

4,00 zł z VAT, 3,25 zł netto

Opis

Atestowana maseczka ochronna o klasie ochronnej FFP2 NR. Chroni skutecznie między innymi przed bakteriami, wirusami, alergenami, cząstkami stałymi i ciekłymi już od 0,01 mikrona gwarantując **filtrację powyżej 98,5%**. Zapewnia ochronę aż do **8 godzin** ciągłego użytkowania.

Konstrukcja maski składa się z **4 warstw**, każda z innymi właściwościami:

1. Zewnętrzna warstwa: włóknina SS non-woven 50 g/m²
2. Pierwsza warstwa wewnętrzna: włóknina meltblown o skuteczności filtracji $\geq 99\%$
3. Druga warstwa wewnętrzna: włóknina meltblown o skuteczności filtracji $\geq 99\%$
4. Wewnętrzna warstwa: włóknina SS non-woven 30 g/m²

Filtr meltblown i czterowarstwowa struktura zapewniają bezpieczeństwo użytkowania i niskie opory przy oddychaniu. Wewnętrzna warstwa materiału nie podrażnia skóry i jest hipoalergiczna. Co istotne, maseczka posiada metalowy nosek umożliwiający dopasowanie produktu do twarzy. Rozmiar maseczki jest uniwersalny.

Oferowana maseczka FFP2 jest środkiem ochrony osobistej, najwyższej III kategorii zgodnie z wymaganiami rozporządzenia EU 2016/425.

Bezpieczeństwo

Producent

Neolithic Tech Co., Ltd
Building 1, No. 13, Shinan Road
Nansha District, Guanzhou
Chiny

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Blast Polska Kamil Luberecki
Szulborska 3/5/23
01-972 Warszawa

Polska

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Neolithic Tech Co., Ltd Building 1, No. 13, Shinan Road Nansha District, Guanzhou Chiny

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.