

# MASECZKA OCHRONNA FFP2



Atestowana maseczka ochronna o klasie ochronnej FFP2 NR i skuteczności filtracji powyżej 98,5%,.

**Kod produktu:** DOC-NFC

**GTIN:** 6973455390023

---

**Kod produktu:** DRO-038

**GTIN:** 6973455390023

**4,00 zł z VAT, 3,25 zł netto**

## Opis

Atestowana maseczka ochronna o klasie ochronnej FFP2 NR. Chroni skutecznie między innymi przed bakteriami, wirusami, alergenami, cząstkami stałymi i ciekłymi już od 0,01 mikrona gwarantując **filtrację powyżej 98,5%**. Zapewnia ochronę aż do **8 godzin** ciągłego użytkowania.

Konstrukcja maski składa się z **4 warstw**, każda z innymi właściwościami:

1. Zewnętrzna warstwa: włóknina SS non-woven 50 g/m<sup>2</sup>
2. Pierwsza warstwa wewnętrzna: włóknina meltblown o skuteczności filtracji  $\geq 99\%$
3. Druga warstwa wewnętrzna: włóknina meltblown o skuteczności filtracji  $\geq 99\%$
4. Wewnętrzna warstwa: włóknina SS non-woven 30 g/m<sup>2</sup>

Filtr meltblown i czterowarstwowa struktura zapewniają bezpieczeństwo użytkowania i niskie opory przy oddychaniu. Wewnętrzna warstwa materiału nie podrażnia skóry i jest hipoalergiczna. Co istotne, maseczka posiada metalowy nosek umożliwiający dopasowanie produktu do twarzy. Rozmiar maseczki jest uniwersalny.

Oferowana maseczka FFP2 jest środkiem ochrony osobistej, najwyższej III kategorii zgodnie z wymaganiami rozporządzenia EU 2016/425.

## Bezpieczeństwo

### Producent

Neolithic Tech Co., Ltd  
Building 1, No. 13, Shinan Road  
Nansha District, Guanzhou  
Chiny

### Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Blast Polska Kamil Luberecki  
Szulborska 3/5/23  
01-972 Warszawa

Polska

## **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## **Producent**

Neolithic Tech Co., Ltd Building 1, No. 13, Shinan Road Nansha District, Guanzhou Chiny

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.