

# MASKA KRTANIOWA I-GEL O2 RESUS PACK



I-GEL to innowacyjne, jednorazowe urządzenie do nadgłośniowego udrażniania dróg oddechowych drugiej generacji, wolne od lateksu i PVC. Powstało w wyniku wieloletnich badań i prac rozwojowych. Wykonane z medycznego elastomeru termoplastycznego, i-gel® zostało zaprojektowane tak, aby tworzyć anatomiczne uszczelnienie w obrębie gardła, krtani i struktur około krtaniowych – bez potrzeby pompowania mankietu, co minimalizuje ryzyko urazów uciskowych.

---

**Kod produktu:** SZK-PARENT-148931

**95,00 zł z VAT, 87,96 zł netto**

## Opis

I-GEL to innowacyjne, jednorazowe urządzenie do nadgłośniowego udrażniania dróg oddechowych drugiej generacji, wolne od lateksu i PVC. Powstało w wyniku wieloletnich badań i prac rozwojowych. Wykonane z medycznego elastomeru termoplastycznego, i-gel® zostało zaprojektowane tak, aby tworzyć anatomiczne uszczelnienie w obrębie gardła, krtani i struktur około krtaniowych – bez potrzeby pompowania mankietu, co minimalizuje ryzyko urazów uciskowych.

## Zawartość zestawu

- maska i-gel® O<sub>2</sub>
- saszetka z lubrykantem,
- pasek do stabilizacji dróg oddechowych,
- dren ssący o rozmiarze 12 FG.

## Dostępne rozmiary

- Rozmiar 3: przeznaczony dla pacjentów o masie ciała 30 – 60 kg
- Rozmiar 4: przeznaczony dla pacjentów o masie ciała 60 – 90 kg
- Rozmiar 5: przeznaczony dla pacjentów o masie ciała powyżej 90 kg

## Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

**Producent**

Intersurgical LTD, Wielka Brytania

**Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE**

UAB Intersurgical, Litwa

**Charakterystyka produktu**

- **Wariant:** nr 3, nr 4, nr 5

**Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

**Producent**

Intersurgical LTD, Wielka Brytania

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.