

# MASKA KRTANIOWA I-GEL



Żelowa maska krtaniowa I-GEL przeznaczona do utrzymania drożności dróg oddechowych i intubacji pacjenta. Maska składa się z żelowego tworzywa, dzięki któremu w trakcie aplikacji nie ma potrzeby używania lubrykantu.

---

**Kod produktu:** SZK-PARENT-967

**69,00 zł z VAT, 63,89 zł netto**

## Opis

Żelowa maska krtaniowa I-GEL przeznaczona do utrzymania drożności dróg oddechowych i intubacji pacjenta. Maska składa się z żelowego tworzywa, dzięki któremu w trakcie aplikacji nie ma potrzeby używania lubrykantu.

## Okres przydatności

Maski pediatryczne w rozmiarach od 1 do 2,5 posiadają 2-letni okres przydatności od daty produkcji, natomiast maski dla osób dorosłych w rozmiarach od 3 do 5 posiadają 3-letni okres przydatności od daty produkcji.

## Dostępne rozmiary

- Nr 1 (noworodek 2-5 kg) – kolor różowy
- Nr 1.5 (niemowlę 5-12 kg) – kolor niebieski
- Nr 2 (dzieci S 10-25 kg) – kolor szary
- Nr 2.5 (dzieci L 25-35 kg) – kolor biały
- Nr 3 (dorośli S 30-60 kg) – kolor żółty
- Nr 4 (dorośli M 50-90 kg) – kolor zielony
- Nr 5 (dorośli L 90+ kg) – kolor pomarańczowy

## Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## Producent

Intersurgical LTD, Wielka Brytania

## Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

UAB Intersurgical, Litwa

## Charakterystyka produktu

- **Wariant:** nr 1, nr 1,5, nr 2, nr 2,5, nr 3, nr 4, nr 5

## **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## **Producent**

Intersurgical LTD, Wielka Brytania

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.