

# MASKA KRTANIOWA PVC



Maska krtaniowa wykorzystywana jest w celu zabezpieczenia drożności dróg oddechowych, np. podczas wykonywania RKO lub w anestezjologii.

---

**Kod produktu:** SZK-PARENT-957

**22,00 zł z VAT, 20,37 zł netto**

## Opis

Maska krtaniowa wykorzystywana jest w celu zabezpieczenia drożności dróg oddechowych, np. podczas wykonywania RKO lub w anestezjologii.

## Charakterystyka produktu

- wykonany z przezroczystego, medycznego PVC
- elastyczny mankiet uszczelniający w kształcie elipsy umożliwiający bezpieczną kontrolę oddechu
- korpus maski zawierający dokładny opis – rozmiar maski, przedział wagowy pacjenta oraz objętość mankieta wraz z ciśnieniem jego wypełnienia
- uniwersalny, przezroczysty łącznik 15 mm
- balonik kontrolny z informacją o maksymalnej objętości mankieta wraz z kolorowym zabezpieczeniem umożliwiającym szybką identyfikację rozmiaru maski
- produkt sterylny, jednorazowego użytku

## Dostępne rozmiary

- Nr 1 (noworodek do 5 kg)
- Nr 1.5 (dzieci 5-10 kg)
- Nr 2 (dzieci 10-20 kg)
- Nr 2.5 (dzieci 20-30 kg)
- Nr 3 (dorośli 30-50 kg)
- Nr 4 (dorośli 50-70 kg)
- Nr 5 (dorośli 70+ kg)

## Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## Producent

Bonree Medical Co., Ltd., Chiny

**Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE**

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe), Niemcy

**Charakterystyka produktu**

- **Wariant:** nr 1, nr 1,5, nr 2, nr 2,5, nr 3, nr 4, nr 5

**Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

**Producent**

Bonree Medical Co., Ltd., Chiny

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.