

MASKA TWARZOWA (KIESZONKOWA) DO RKO BEZ ETUI



Maseczka typu Pocket Mask jest wielorazowym produktem zabezpieczającym ratownika przy RKO. Głównym jej zadaniem jest zabezpieczenie ust ratownika przed kontaktem z materiałem potencjalnie zakaźnym.

Kod produktu: CP641011

GTIN: 6946430414755

Kod produktu: TLE-090

GTIN: 6946430414755

16,00 zł z VAT, 14,81 zł netto

Opis

Maseczka typu Pocket Mask jest wielorazowym produktem zabezpieczającym ratownika przy RKO. Głównym jej zadaniem jest zabezpieczenie ust ratownika przed kontaktem z materiałem potencjalnie zakaźnym. Przeznaczona dla osób dorosłych.

Pocket Mask jest znakomitą uzupełnieniem każdej apteczki czy zestawu ratowniczego. Dzięki swoim małym gabarytom jest wygodna do transportowania i przechowywania. Maskę chroni przed bezpośrednim kontaktem z ustami, nosem ratowanego oraz śliną i krwią, zapobiegając przed **zakażeniem bakteriami i wirusami**. Został w niej zastosowany system jednokierunkowego przepływu powietrza. Oznacza to, że ratujący udzielając wdechu wdmuchuje powietrze ze swoich płuc do płuc poszkodowanego, ale gdy wraca ono z płuc osoby poszkodowanej, wyprowadzane jest innym, bocznym otworem.

Charakterystyka

- filtr jednokierunkowy, chroniący ratownika przed zakażeniem bakteriami i wirusami
- zawór z możliwością podłączenia źródła tlenu
- wygodna gumka przytrzymującą maskę

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Xiamen Compower Medical Tech Co. Ltd., Chiny

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe), Niemcy

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Xiamen Compower Medical Tech Co. Ltd., Chiny

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.