

# MASKA TWARZOWA (KIESZONKOWA) DO RKO BEZ ETUI



Maseczka typu Pocket Mask jest wielorazowym produktem zabezpieczającym ratownika przy RKO. Głównym jej zadaniem jest zabezpieczenie ust ratownika przed kontaktem z materiałem potencjalnie zakaźnym.

**Kod produktu:** CP641011

**GTIN:** 6946430414755

---

**Kod produktu:** TLE-090

**GTIN:** 6946430414755

**16,00 zł z VAT, 14,81 zł netto**

## Opis

Maseczka typu Pocket Mask jest wielorazowym produktem zabezpieczającym ratownika przy RKO. Głównym jej zadaniem jest zabezpieczenie ust ratownika przed kontaktem z materiałem potencjalnie zakaźnym. Przeznaczona dla osób dorosłych.

Pocket Mask jest znakomitą uzupełnieniem każdej apteczki czy zestawu ratowniczego. Dzięki swoim małym gabarytom jest wygodna do transportowania i przechowywania. Maska chroni przed bezpośrednim kontaktem z ustami, nosem ratowanego oraz śliną i krwią, zapobiegając przed **zakażeniem bakteriami i wirusami**. Został w niej zastosowany system jednokierunkowego przepływu powietrza. Oznacza to, że ratujący udzielając wdechu wdmuchuje powietrze ze swoich płuc do płuc poszkodowanego, ale gdy wraca ono z płuc osoby poszkodowanej, wyprowadzane jest innym, bocznym otworem.

## Charakterystyka

- filtr jednokierunkowy, chroniący ratownika przed zakażeniem bakteriami i wirusami
- zawór z możliwością podłączenia źródła tlenu
- wygodna gumka przytrzymującą maskę

## Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## Producent

Xiamen Compower Medical Tech Co. Ltd., Chiny

**Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE**

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe), Niemcy

**Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

**Producent**

Xiamen Compower Medical Tech Co. Ltd., Chiny

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.