

# MASKA TWARZOWA (KIESZONKOWA) DO RKO W ETUI



Maseczka do RKO w etui jest jednorazowym produktem zabezpieczającym ratownika przy resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Głównym jej zadaniem jest zabezpieczenie ust ratownika przed kontaktem z materiałem potencjalnie zakaźnym. Maska znajduje się w plastikowym etui w kształcie serduszka oraz ma przymocowaną gumkę, utrzymującą ją we właściwej pozycji na twarzy poszkodowanego.

**Kod produktu:** ERM0101001

**GTIN:** 69464312

---

**Kod produktu:** TLE-027

**GTIN:** 69464312

**17,50 zł z VAT, 16,20 zł netto**

## Opis

Maseczka do RKO w etui jest jednorazowym produktem zabezpieczającym ratownika przy resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Głównym jej zadaniem jest zabezpieczenie ust ratownika przed kontaktem z materiałem potencjalnie zakaźnym. Maska znajduje się w plastikowym etui w kształcie serduszka oraz ma przymocowaną gumkę, utrzymującą ją we właściwej pozycji na twarzy poszkodowanego. Przeznaczona dla osób dorosłych.

Produkt jest znakomitym uzupełnieniem każdej apteczki czy zestawu ratowniczego. Dzięki swoim małym gabarytom jest wygodna do transportowania i przechowywania. Maska chroni przed bezpośrednim kontaktem z ustami, nosem ratowanego oraz śliną i krwią, zapobiegając przed **zakażeniem bakteriami i wirusami**. Został w niej zastosowany system jednokierunkowego przepływu powietrza. Oznacza to, że ratujący udzielając wdechu wdmuchuje powietrze ze swoich płuc do płuc poszkodowanego, ale gdy wraca ono z płuc osoby poszkodowanej, wyprowadzane jest innym, bocznym otworem.

## Cechy produktu

- filtr jednokierunkowy, chroniący ratownika przed zakażeniem bakteriami i wirusami
- zawór z możliwością podłączenia źródła tlenu
- wygodna gumka przytrzymująca maskę
- wytrzymałe etui w kształcie serduszka

## **Charakterystyka produktu**

- jednorazowy wyrób medyczny klasy IIa,
- wyrób niesterylny
- nie zawiera lateksu ani nie zawiera ftalanów
- termin przydatności 3 lata od produkcji

## **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## **Producent**

Xiamen Compower Medical Tech Co. Ltd., Chiny

## **Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE**

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe), Niemcy

## **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## **Producent**

Xiamen Compower Medical Tech Co. Ltd., Chiny

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.